

**2020年1月8日改訂(第6版)

*2017年9月10日改訂(第5版 新記載要領に基づく改訂)

届出番号:13B1X10155000012

機械器具 48 注射筒
JMDNコード: 13929001 汎用注射筒
一般医療機器
インフィルトレーション シリンジ

再使用禁止

*【禁忌・禁止】

<使用方法>

- ・再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

本品は、液体を注入・投与するのに用いる。注射針を用いて薬液等の注入・投与に用いる。

本品はエチレンオキサイド滅菌済みである。

<形状>



<原材料>注射筒:ポリプロピレン

*【使用目的又は効果】

本品は、液体を注入・投与するのに用いる。注射針を用いて薬液等の投与に用いる。

*【使用方法等】

1. 本品は、包装開封後そのまま直ちに使用すること。
2. 注射針等他の器具と嵌合させ、通常どおり使用する。嵌合部は手で触れない。

*【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

1. 包装開封後、直ちに使用すること。

*【保管方法及び有効期間等】

1. 水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて室温で保管すること。
2. 使用期限は包装に記載（自己認証による）。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:

サイトリ・セラピューティクス株式会社

〒100-0004 東京都千代田区大手町一丁目1番1号

大手町パークビルディング

電話番号:03-6860-5700

製造業者:

**Cytori Therapeutics, Inc.

米国

